



订货号: 3-5880



NPK土壤测试盒

5年级及以上

订货号 3-5880 NH (1)

为GLOBE Program™定制。这个测试盒安全、有趣，而且可以送货到任何一个地方。

- 内含氮、磷、钾各50次测试
- 采用无害的试验片TesTabs®
- 内含所有必需的器具
- 简单的图表式说明
- 薄片色图



订货号: 5912

土壤pH试验片TestTabs®测试盒

订货号 5912 NH (1)

TestTabs®测试盒用来测pH。对于想找一种pH测试液替代品的小年级学生和老师说，是种理想的选择。也是土壤NPK测试盒(订货号 3-5880)的理想伴侣。

- 简单的图表式说明
- 薄片色图
- 内含50次的pH测试片
- 量程宽达4-11，可精确到没1.0pH值
- 推荐在蒸馏或去离子水中用

土壤取样袋

订货号 0615-J NH (1)

袋上印有如何收取和准备土壤样品的说明。袋子尺寸为15x10cm，袋口有密报诺封条，可防止污染，或者样品意外混合，保证测试结果的正确性。100个袋子为一销售单位。



土壤pH测试盒

订货号 5024 NH (1)

试剂补充装 2221-F NH (1)

我们最畅销的土壤pH测试盒。附带色图和塑料滴试板。pH影响所有的矿物质元素和植物在土壤中的生化过程。准确的pH测试是决定土壤对石灰的需求的关键，这样才能保证富含矿物质的土壤也是富饶的土壤。每个销售单位可用于100次测试。



订货号: 5024

订货号: 1055



土壤取样试管

订货号 1055 NH (2)

12英寸的电镀钢取样器，中心部分1英寸的直径，锯齿状的端部。中心部分一侧露空，这样可以在把样品送去检测前先初步检查一下。

土质测试

订货号 1067 NH (2)

试剂补充装 NH (1)

R-1067

一个非常好的测试和展示不同土壤土质和特性的测试盒。学生可以用它测试学校后院的土壤土质，或者比较从家里带来的土壤样品。每个销售单位可用于50次测试。



订货号: 1067

滴试盘

订货号 2-2537 NH (2)

除底部外表，全光滑陶瓷质地。112x92mm的滴试盘有7mm厚，12眼，5mm深。



订货号: 2-2537

订货号: 0615-J