

仪表

pH Plus 直读数字式pH / 离子选择电极

实验室级的精确度 + 防水设计!

可准确读出pH, 毫伏, 温度, 和浓度 离子选择电极读出浓度的单位为ppm。可在任何一种测试模式中方便地使用。内含pH电极, 温度电极, 缓冲液和带底座的橡胶套。

规格

pH	
量程:	0.00 – 14.00
分辨率:	0.01
精确度:	0.01
校准:	2点或者3点自动校准
电极:	环氧树脂, 银 / 氯化银
温度	
量程:	0 – 100°C
分辨率:	0.1°C
精确度:	± 0.1°C
浓度	
量程:	0.00 – 100
分辨率:	± LSD
毫伏	± 0.5% 或者 ± 1LSD
mV	
量程	± 500mV
精确度:	± 1mV
分辨率:	1mV
输入:	1个同轴电缆接插件, 温度电极, 电源, 标准 (插头) 管脚
电源:	4个AAA电池
尺寸:	2.75 (宽) x 5.75 (高) x 1.375 (厚) 英寸

pH PLUS直读式仪表

订货号	描述
5-1936	pH PLUS直读式仪表, 缓冲液 (4, 7, 10), 手提箱
1904	pH电极, 凝胶式坐垫
0909	温度电极



备选离子选择电极

尽管pH PLUS可以直接以ppm单位读出测试结果, 但初始校准还是必要的。配件包里提供了标准溶液, 替换电解质, 离子强度检测试剂和吸量管。氨配件包还包括替换膜。

配件包

订货号	描述
5-0098	氨
5-0099	氟化物
5-0100	硝酸盐

离子选择电极

订货号	描述
5-0043	氨
5-0048	氟化物
5-0052	硝酸盐

